

CHECK-LIST

Collage de facettes

CE QUI EST FOURNI :

- 1 Starter kit Variolink Esthetic DC, contenant :
- 1 seringue Variolink Esthetic DC de 2,5 g, en teinte Neutral
- 1 seringue Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g, en teinte Neutral
- 1 Adhese Universal VivaPen, 0,5 ml
- 1 flacon Monobond Etch & Prime, 1 g
- 1 seringue Liquid Strip, 2,5 g
- Embouts applicateurs
- 1 Seringue de 2 g de Variolink Esthetic LC
- 1 Digue OptraDam Plus Taille S
- 1 Pinceau n°1 poils nylon
- 1 Polissoir OptraGloss HP pointe
- 1 Polissoir OptraGloss HP spirale
- 1 Modèle de travail avec dents préparées
- 1 Facette en céramique à coller (sur dent n°11)
- 6 Restaurations supplémentaires pour s'exercer
- pinceau Léonard Synthetic 20 RO n°4
- Pointe montées OptraGloss
- Livret pédagogique
- Fiche plastifiée Step by Step

V1 - Check list TP Box Collage de Facettes - 14/06/2022



CHECK-LIST

Collage de facettes

CE QUI EST NÉCESSAIRE :

- Lampe à photopolymériser
- Aides optiques, cache actinique pour la LED
- Minuteur
- Plateau d'examen, récipient type haricot
- Spatule de bouche, spatule pour cordonnet rétracteur
- Godet, serviettes papier, gants
- Dispositif de rinçage :
 - seringue à eau de l'unit
 - ou seringue d'injection 50ml remplie d'eau
- Dispositif de séchage :
 - soufflette à air de l'unit
 - ou bombe à air sec dépoussiérante
- Cordonnet de rétraction (exemple : septofil Sepodont moyen)
- Pince à perforer la digue
- Pince porte crampon
- Crampon papillon pour incisive centrale maxillaire (exemple : RESTA® n°9 Coltène)
- Fil dentaire prophylactique (nylon ou teflon)
- Wedjet Ivoclar
- Quelques pinceaux ou microbrush
- Instrument à main Optrasculpt Ivoclar
- Un gel d'ac. Phosphorique 37%
- Bonding résine liquide (exemple : Heliobond Ivoclar)
- Bistouri lame n°12
- Curette parodontale de type mini CK-6
- Instrument à détartré de type Zerfing
- Un réclineur gingival (exemple :GingiProtect Acteon)
- De la pâte à détartrer
- Certains Instruments rotatifs du coffret du Pr. Lasserre :
 - “Minimal Invasive Kit for Bonded Ceramic Restorations” de Komet Réf S2110:
 - Pointe Diaceram rose 94000M-204-030
 - Pointe Diaceram grise 94000F-204-030
 - Brossette prophylactique rouge 9645F-204-060
 - Fraise à congé fin diamant rouge 8877-314-012
 - Micro-fraise flamme diamant rouge 8881M-314-007
 - Strip métallique diamanté rouge DS25F 000
- Ou équivalent