

# CHECK-LIST

## Mise en forme canalaire

### CE QUI EST FOURNI :

- 1 blister SkyTaper avec la séquence de son protocole opératoire (1 opener, 1 lime K N°10 et N°12, PathGlider AK03L25.204.015, SkyTaper F06L25.204.025)
- 1 blister Procodile avec la séquence de son protocole opératoire (1 opener, 1 lime K N°10 et N°12, PathGlider AK03L25.204.015, Procodile PROC6L25.204.025)
- 1 moteur EndoPilot (prêté pour le TP)
- 10 Points Papiers
- 10 Gutta Percha
- 1 aiguille IrriFlex
- 1 seringue
- 1 réglette
- 2 dents en 3D
- 1 compresse stérile
- 1 livret pédagogique

V1 - Check list TP Box Mise en forme canalaire - 14/06/2022



# CHECK-LIST

## Mise en forme canalaire

### CE QUI EST NÉCESSAIRE :

- De l'eau pour utiliser en irrigation
- Une précelle
- Une sonde d'endodontie
- Un crayon
- Un plateau ou un récipient de petite taille
- Une protection de table
- Une dispositif de rayons X à proximité pour prendre une radiographie
- Un container à déchet piquant pour la fin de la session