

CHECK-LIST

Restaurations antérieures

CE QUI EST FOURNI :

1/ Un modèle de travail personnalisé avec :

- Une incisive centrale avec une fracture horizontale
- Une incisive centrale avec un angle fracturé

2/ Les matériaux de restauration (Tokuyama) :

- 1 Adhésif BOND FORCE II STYLO
- 2 compules composite émail ASTERIA NE
- 1 compule composite dentine ASTERIA A2
- 1 compule composite dentine ASTERIA A3

3/ Matériel et accessoires :

- Instrument LM ARTE SOLO Anterior XSI
- 1 pinceau (Tokuyama Brush n°24)
- 1 matrice Unica Anterior (Polydentia)
- 1 matrice Quickmat Flex (Polydentia)
- 2 coins interproximaux (Polydentia)
- 1 Clé en silicone

4/ 3 instruments rotatifs à polir :

- Fraise 862F314014 (D+Z)
- Polissoir P9480F204130 (D+Z)
- Polissoir P9480M204130 (D+Z)

5/ Le livret pédagogique

CHECK-LIST

Restaurations antérieures

CE QUI EST NÉCESSAIRE :

- 1 contre-angle bague rouge (ou 1 turbine)
- 1 contre-angle bague bleue
- 1 lampe à photopolymériser
- 1 microbrossette
- 1 porte-mine ou crayon papier
- Gel de mordançage
- 1 Fraise congelé bague verte ou équivalent
- Bistouri lame 11 ou 15
- Strip de polissage

V1 - Check list TP Box Restaurations Antérieures - 14/06/2022

